

COD 快速测定仪



- 1、微处理器专利技术，人性化设计，液晶显示屏，操作简捷，操作图示显示，简洁明亮。
- 2、重铬酸钾(K_2CrO_7)测定方法符合国际通用规范。
- 3、具备厂家校准和用户自定义标准双功能校准，用户可自配置样品标准，确保测量适应性准确可靠。
- 4、光度计自动零点校准，快速测量循环（约 3 秒钟），自动关机。
- 5、COD 配套试剂符合标准 522OD 和 USEPA 方法 410.0，三个量程（0 to 150；0 to 1500；0 to 15000）使用户可按需选择，具有准确性，稳定性，易保存，无污染。
- 6、消解反应器具具有 25 个外径 $\Phi 16$ 插也，快捷方便的 70℃、100℃、120℃和 150℃四种温度可调，依据用户实际需要，可灵活设定 30、60、120 分钟和常开四种自动加热时间，确保样品充分消解。

型 号	光度机
光 学	2 个温度补偿 LED，内部参比通首，保护样品池的光电极管
波 长	2 个波长 $\lambda_1=430nm\pm 1nm$ $\lambda_2=605nm\pm 1nm$
精 度	$\pm 3.5\%F.S$
操作面板	抗腐蚀，触摸键盘
电 池	9V 电池一节
环境条件	0-40℃，最大相对湿度 30-90%，无冷凝
证 书	CE
尺寸重量	55×190×110mm； 0.4Kg
型 号	消解器
外 壳	金属防腐外壳，25 个孔，直径 $\Phi 16mm$
面板按键	薄膜按键 2 个
温度设置	70/100/120/150 ± 0.3 度
计 时	30、60、120 分钟设定以及持续加热，自动关机，声音提示
加 热	400 瓦，电子控制，防过热保护
升温时间	最多 10 分钟
电 源	230V/50Hz
尺寸重量	275×155×95mm/3.6Kg
标准配置	光度机主机 消解反应器 1 个注射器 9V 电池一个 中英文使用手册 保修卡（用户可根据需要选配任一量程 COD 试剂一盒）